

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODCUTO		ST-00 REV. 4
			FECHA
			PAG

PULI - JET CLASSIC		
USO PREVISTO	DETERGENTE SANIFICANTE PARA ASPIRACION DENTAL	
NORMA Y LEYES APLICABLE AL PRODUCTO	UNI CEI EN ISO 14971:2009 Aplicación de la gestión de riesgos DM SMI	
	REG. CE 1272/2008 clasificación de sustancias en el etiquetado SMI	
	DLGS 81/2008 Protección de la salud y seguridad en el trabajo SMI	
PRUEBA DE EFICACIA DEL CE OFICIAL	NO APLICABLE	
COMPOSICIÓN QUIMICA	PHENOL = 0,95 % AUSILAB 201 = 0,4 %	COLOR E 124 = 0,012 % AGUA DEMI = q.b. a 100 %
CARACTERISTICAS QUIMINA-FISICA	PH (tg)	9,8 ± 0,2
	DENSIDAD A 20°C (g/cm ³)	1,00 ± 0,005
	ASPECTO Y COLOR	ROJO-AMBAR
	OLOR	TIPICO fenolico
	PUNTO DE EBULLICION	na
	INDICE DE REFRACCION (R.I.)	1,335 ± 0.005
	SOLUBLE EN AGUA	Completa
RENDIMINETO	EFICAZ IGIENIZANTE Y DESODORANTE PARA LAS ASPIRACIONES DENTALES CON ACCION ANTIMICROBIANA	
MODO DE USO	DISUELTA EL 5% EN AGUA CALIENTE (40-50°C) Y ASPIRAR POR EL SISTEMA (A TRAVÉS DEL PULSA CLENER)	
CADUCIDAD	3 AÑOS DE LA FECHA DE PREPARACIÓN (EN LA COFECCION ORIGINAL)	
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN	PROTEGER DE LA LUZ DIRECTA	
INFLAMABLE	>100°C (= NO INFLAMABLE)	
SIMBOLO DE PELIGRO	NINGUNO	
EETIQUETADO DE PELIGROSIDAD	NINGUNO	
BIODEGRADABLE DEL COMPONENTE	BIODEGRABLE > 90 %	
CONFECCION PRIMARIA	Características de embalaje	BOTELLA DE 5 LITROS BLANCA RECTANGULAR
	Dimensiones (mm)	330 (H) X 110 X 175
	Peso (flacone vuoto) (g)	250 ± 10
	Contenido (flac. lleno) (g)	5.000
	Etiqueta	FRONTAL+ RETRO IN PE (VER ADJUNTO)
CONFECCION ACUMULATIVA	Características de embalaje	COD. 303040 doble carton en onda SESTAMPADO IN QUATRICROMIA
	Dimension (carton) mm	350X350X410 H
	Peso (cartone+interno) (kg)	1,042
	Contenido	N. 4 BOTELLA DE 5000 ML + 1 BOMBA DOSIFICADORA
	PESO COMPLESS. (KG)	22,2

SCHEMA DE PALETIZACION

1° - 2° - 3° STRATO (9 CARTONI PER STRATO) = 27 confezioni per bancale

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Etiqueta por botella 5000 ml PULI-JET CLASSIC

PULI-JET CLASSIC es una solución especialmente indicada para **limpiar, higienizar o desodorar** aspiradores dentales. Su particular actividad detergente confiere la capacidad optimizada por un efecto higienizante e desodorante eficiente, incluso su uso característico clínico-diente permite preservar el ímpetu permitiendo el estado o regular funcionamiento.

ISTRUZIONI PER USO: Il prodotto va diluito al 5% in acqua calda (40-50° C). Arrotare sulla tancia la quantità dentaria che eroga 30 ml per volta, quindi aspirare il prodotto di PULI-JET ogni 2,5 lt di acqua (un cartoncino PULSE-CLEANER pieno fino alla spilla degli strato).

Biodisponibilità oltre il 90%.

ADVERTENCIA: El producto può inquinare i muri, i fogli ed i fiori. No exceder en dosis recomendadas. Exclusivamente para uso profesional. Rec. CEE 89/542: contenido inferior al 5% de fenol, fosfatos, tensioactivos no-iónicos, blanqueadores a base de cloro.

PULI-JET CLASSIC is a solution specially conceived for the **cleaning, sanitizing and deodorizing** of dental aspirators. Its strong detergent action ensures the antimicrobial effect, ensuring maximum sanitization and deodorizing. Moreover, its particular physicochemical characteristics grant long life to the appliance, thus ensuring its good and regular performance.

DIRECTIONS: Dilute the product at 5% in hot water (40-50°C). Screw the dispenser onto the section. When started, the dispenser supplies 30 ml of liquid at a time. Pump the dispenser 4 times to pour the measured quantity of Pul-Jet into the PULSE-CLEANER and fill with 2,5 liters of water (PULSE-CLEANER has to be filled to the upper part of the plunger).

Over 90% biodegradable.

NOTICE: This product can pollute walls, tables and rivers. Avoid excessive use. For professional use only. REC. 89/542: contains less than 5% of phenol, phosphates, non-ionic surfactants, chlorine-based whiteners.

PULI-JET CLASSIC est une solution particulièrement recommandée pour nettoyer, assainir et désodoriser les aspirateurs dentaires. Son efficacité active détergente agit avec l'efficacité microbicide pour une meilleure hygiène et pour supprimer les odeurs. Ses caractéristiques physico-chimiques préservent l'appareil en permettant son fonctionnement régulier et constant.

MODE D'EMPLOI : Diluer le produit au 5% dans eau chaude (40-50°C). Visser la pompe d'aspirer sur le bûle. Chaque fois qu'on aspire le pompe, elle délivre 30 ml de liquide. Appuyer 4 fois sur la pompe doseuse pour verser la quantité correcte de Pul-Jet dans le PULSE-CLEANER rempli avec 2,5 litres d'eau. (PULSE-CLEANER doit être rempli jusqu'à la partie supérieure des plunger amovibles).

Biodisponibilité supérieure à 90%.

INSTRUKCIJE: Il prodotto può polluire le mure, le fogli ed i fiori. Evitare l'uso esagerato. Per usage professional seulement. Rec. CEE 89/542: contenu moins de 5% de phénol, phosphates, tensioactives non-ioniques, agents blanchissants à base de chlore.

PULI-JET CLASSIC ist eine Lösung die sich vornehmlich für die **Reinigung, medizinische Reinigung und Desodorierung** von zahnärztlichen Absauggeräten eignet. Die besondere gute Reinigungswirkung verleiht die antibakterielle Komponente, was eine optimale medizinische Reinigung und Desodorierung gewährleistet. Die besonderen chemisch-physikalischen Eigenschaften von PULI-JET schützen die Anlage und ermöglichen einen konstanten und regelmäßigen Betrieb.

GERÄUCHSANGEWISUNG: Das eine 5% Lösung mit heißem Wasser (40-50°C) herzustellen, geben Sie wie folgt vor: schrauben Sie den Dispenser auf den Tank. Die Pumpe spendet 30ml Pul-Jet bei jeder Pumpenwirkung. Füllen Sie das PULSE-CLEANER mit 2,5 Liter Wasser (der Wasserstand muß den oberen Rand des Rohrs erreichen). Betätigen Sie die Pumpe 4x (so geben Sie 120ml Pul-Jet in den Behälter).

Beachtung: übermäßige Nutzung.

ACHTUNG: Das Produkt kann Mauer, Flüsse und Seen verschmutzen. Daher sind keine zu großen Mengen zu verwenden. Ausschließlich für professionelle Anwendung. Rec. 89/542: Inhalt weniger als 5% von Phenol, Phosphaten, nicht-ionisch oberflächenaktiver Stoff, Bleichmitteln auf Chlorbasis.

PULI-JET CLASSIC es una solución especialmente indicada para **limpiar, higienizar y desodorizar** los aspiradores dentales. Su especial actividad detergente confiere la capacidad optimizada para un efecto higienizante e desodorante eficiente. Además por sus características químico-físicas preserva el equipo permitiendo un funcionamiento constante y regular del mismo.

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO: El producto se diluye al 5% en agua caliente (40-50° C). Enroscar en el tubo la bomba dosificadora que suministra 30 ml en cada vez, por lo tanto utilizar 4 dosis de Pul-Jet cada 2,5 lt de agua (equivalente a un cubo de PULSE-CLEANER lleno hasta la señal de los agujeros).

Biodisponibilidad más del 90%.

ADVERTENCIAS: El producto puede contaminar muros, fogos y rios. No exceder en el empleo del mismo. Exclusivamente para uso profesional. REC. CEE 89/542: contenido inferior al 5% de fenol, fosfatos, tensioactivos no-iónicos, blanqueadores a base de cloro.

PULI-JET CLASSIC è una soluzione specialmente indicata per **limpare, igienizzare e desodorizzare** aspiratori dentali. A suo particolare attività detergente fa scavalzare a componente anti-microbica per uno effetto igienizzante e desodorante efficiente. Alleano con suae caratteristiche fisico-chimiche inibisce que preservano l'integrità de apparecchio, peraltro a suo funzionamento costante e regolare.

INSTRUÇÕES DE USO: o produto dilui-se a 5% em água quente (40-50° C). Colocar a tampa na bomba dosadora que libera 30 ml de cada vez, logo são necessários 4 doses para 2,5 lt. de água (correspondentes à quantidade admitida no recipiente de limpeza e desinfeção PULSE-CLEANER cheio até à linha das aberturas dos terminais de aspiração).

Biodisponibilidade superior a 90%.

ADVERTÊNCIAS: O produto pode contaminar muros, fogos e rios. Não exceder as doses recomendadas. Exclusivamente para uso profissional. Rec. CEE 89/542: conteúdo inferior a 5% de fenol, fosfatos, tensoativos não-iónicos, branqueadores a base de cloro.

Prodotto da: Manufactured by - Produkt von: Magnolia s.r.l. Virò Nante, 6/A - 43100 - Parma - Italy tel. +39 0521 607604 - fax +39 0521 399967

Info: info@mag.it
 Letze: info@mag.it
 Charge: info@mag.it
 Site: info@mag.it

Das heißt:
 Sie heißt:
 A envoyer pour le:
 destination:
 über weiter die:
 über die de:

REVISED 1