

## Actualización del producto: Fórceps Palodent V3

Enero 2024

Los fórceps de Palodent V3, que forman parte del sistema de matriz seccional Palodent V3 tienen un nuevo y mejorado diseño, que minimiza la fuerza sobre los anillos de retención Palodent V3, que hace que sea menos probable que los anillos se fracturen durante el uso.<sup>1</sup> Estos fórceps están en el mercado desde el 2023.

Los nuevos fórceps se evaluaron por parte de usuarios actuales de Palodent V3<sup>2</sup> y estas fueron sus opiniones:

- Fácil de usar
- Abre lo suficiente como para colocar y retirar el anillo de retención Palodent V3
- La corredera de bloqueo engancha los anillos de retención de forma segura hasta que los anillos de retención estén listos para ser colocados
- Anillos de retención fáciles de colocar
- Anillos de retención fáciles de quitar
- Son iguales o mejores que las pinzas Palodent V3 anteriores

Las nuevas pinzas Palodent V3 tendrán el mismo número de referencia, embalaje, dimensiones de embalaje y precios.<sup>3</sup> Están disponibles sueltos así como en todos los Kits Palodent V3.

*Imagen de pinza Palodent V3*



### **SKU con pinzas nuevas**

659600 Sistema completo Palodent con sistemas Palodent 360 y Palodent V3

659880 Kit de prueba Palodent V3

659810 Palodent V3 Pinza Recambio

659670 Kit introductorio Palodent V3 EZ Coat

---

<sup>1</sup> Datos internos. Para obtener más información, póngase en contacto con [Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com](mailto:Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com)

<sup>2</sup> Estudio de usuarios de fórceps de próxima generación de Palodent V3 con 48 usuarios de Palodent V3 en los Estados Unidos

<sup>3</sup> Los precios están sujetos a cambios con cualquier aumento futuro de los precios de Dentsply Sirona