

E8

La vanguardia de la esterilización al alcance de todos.



Clasificación:

Dispositivo médico Clase IIb Autoclave de clase B, completamente conforme con la normativa EN 13060. Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada PED 97/23/CE



Capacidad cámara:

24 L



Peso:

48 Kg (24L)
(máquina vacía con tambores y depósitos)



Tamaño externo (LxAxA):

460 x 455 x 610 mm



Potencia absorbida:

2300 W 10 A



Agua consumida:



Fiabilidad

Los modernos sistemas de control y funciones garantizan procesos y resultados seguros en el tiempo, gracias a la experiencia de Euronda Pro System.



Ergonomía

Fácil de instalar y aún más de utilizar. E8 está pensado para reducir al mínimo las dimensiones y para simplificar el trabajo de los operadores.



Trazabilidad

El sistema de trazabilidad ampliable del E8 permite integrar tarjetas SD Wi-Fi o dos tipos distintos de impresoras según las necesidades.



Rendimiento

Potente, rápido e inteligente: limita el consumo y la duración del ciclo en función de la carga.



Innovación

La mejor tecnología Euronda Pro System en un autoclave que se adapta a cada clínica.



Diseño

Indispensable, compacto y moderno, E8 combina perfectamente belleza estética y funcionalidad.

Detalles

Print Set 1: impresora interna con papel térmico
Print Set 2: impresora interna con etiquetas adhesivas
Fácil acceso a los depósitos

