

ENBIO PRO

B CLASS



Con **ENBIO PRO** puede esterilizar herramientas sueltas o hasta **16 paquetes** a la vez, en **10 minutos**.



CALIDAD

Garantice el máximo nivel de seguridad para usted y sus clientes con tecnología suiza.



RAPIDEZ

Enbio PRO es el esterilizador más rápido del mercado.



ESPACIO

Ahorre tiempo y esterilice varios paquetes de herramientas al mismo tiempo - ¡hasta 16 paquetes a la vez!



SILENCIOSO

Produce menos ruido que las máquinas de café. Puede trabajar cómodamente.



AUTOMÁTICO

Se acabó el guardar e imprimir. Sus informes se guardan automáticamente en el USB insertado.



INTUITIVO

Sin programación. Sin tener que registrarse para proceder. Esterilización en sólo dos pasos: enciéndalo, elija el modo y utilícelo

Enbio PRO, como producto sanitario de clase IIb, cumple todos los requisitos relacionados con la directiva 93/42/CEE "Productos sanitarios".

Enbio PRO, como autoclave de clase B, cumple con todos los requisitos de la norma ISO EN13060 "Esterilizadores de vapor pequeños".

enbio®




PERFECCIÓN
CERTIFICADA



ESTERILIZACIÓN
CLASE B
(TIPO MÁS ALTO)



CERTIFICADO DE
DISPOSITIVO MÉDICO



134°C
FAST

10
min

134°C

19
min

121°C

30
min

134°C
PRION

45
min

El programa **PRION** se dedica como una de las etapas de descontaminación de objetos que se sospecha que han tenido o pueden haber tenido contacto con proteínas priónicas patológicamente alteradas (por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la EEB, etc.).

Parámetros del dispositivo **ENBIO PRO**


| | |
|------------------------------|-----------|
| Alimentación | 230V/50Hz |
| Potencia instalada | 3250 W |
| Consumo máximo de energía | 15A |
| Presión de trabajo | 2,1 Bar |
| Presión máxima | 2,3 Bar |
| Temp. máxima del proceso | 138°C |
| Vol. de la cámara de proceso | 5,3 l |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Número máx. de paquetes | 16 |
| Peso máximo de la carga | 0,8 kg |
| Peso | 20 kg |
| Dimensiones | 560 x 270 x 200 mm |
| Grado de protección | IP20 |
| Archivo de datos del proceso | USB Drive |
| Conductividad (a 20°C) * | < 15 µS / cm |

*agua desmineralizada o destilada

Enbio Care

Te cubrimos.



En caso de avería, entregaremos un
dispositivo de sustitución

Garantía en el sistema **puerta a puerta** (enviamos un dispositivo de sustitución).