


DENTASEPT® SH PRO

TU NUEVA SOLUCIÓN PARA
LAS SUPERFICIES.



Limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles en un entorno odontológico.

Cloruro de didecildimetilamonio

Características destacadas:

- Solución **lista para usar**. Limpia y desinfecta en un paso.
- **Amplio espectro de acción** con tiempos de acción cortos.
- Spray con **efecto espuma** que limita el efecto aerosol y permite visualizar la aplicación.
- Fórmula que asegura una **amplia compatibilidad con materiales**.
- **Sin alcohol**, perfumes ni colorantes.
- pH neutro.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS	TIEMPO
Bactericida* - De acuerdo a: EN 16615, EN 13727	2 min
Levuricida* - De acuerdo a: EN 13624, EN 16615	2 min
Tuberculicida* - De acuerdo a EN 14348	60 min
Activo frente virus encapsulados* - De acuerdo a EN 14476	1 min
Activo frente a Polyomavirus SV 40* - De acuerdo a EN 14476	5 min
Activo frente a Rotavirus* - De acuerdo a EN 14476	30 s
Espectro de acción virucida* - De acuerdo a EN 14476	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

* En condiciones sucias



Información dirigida a profesionales sanitarios. Este producto sanitario puede tener contraindicaciones y advertencias. Lea el etiquetado y las instrucciones de uso antes de su utilización. De conformidad con la legislación vigente de productos sanitarios. 183-PS-PF-DENTASEPT-11.2022-1.4



NORMON
DENTAL