

Troll® Byte Kimera

TrollByte Kimera es un posicionador de sensores para tomar todo tipo de radiografías intraorales.

- Este posicionador sirve para placas de fosforo o sensores digitales.
- De una sola pieza, no necesita casi montaje, lo que facilita su manejo.
- Fabricado a base de recursos renovables.
- Todas las piezas son autoclavables.

Anillo posicionador

1 anillo posicionador para los 3 soportes. Código color asociado a los 3 soportes y sus 5 usos.

Brazo

El brazo rígido facilita la colocación precisa del sensor.

Garra

La talla de la garra ha sido concebida para adaptarse a los diferentes sensores. Flexible y suave se ajusta al sensor reduciendo el riesgo de rasgar la cubierta. Con bordes redondeados para el confort del paciente.



Código color para facilitar su uso:

- Azul - periapical anterior y aleta de mordida vertical
- Amarillo - periapical posterior y aleta de mordida horizontal
- Rojo - aleta de mordida horizontal

Bloque de mordida



Necesario para la toma de Periapical anterior.



TrollByte Kimera Endo

También existe para tomar radiografías intraorales en endodoncia.

- Para placas de fosforo o sensores digitales.
- Espacio para las limas en el bloque de mordida.



Para más información contáctame por mail anne.graf.cache@directadental.com o WhatsApp 00 33 7 67 30 71 38

Referencia de nuestros posicionadores para los sensores digitales y placas de fósforo:

| TALLA | Carestream | Owandy | ACTEON SOPRO | | Todas placas de fosforo |
|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| | RVG 5100 5200 6100 6200 6500 | Krystal X | Sopix | Sopix 2 | |
| 0 | Kit 3106/2406 1570312406 | | | | Kit 1576033253 |
| 1 | Kit 3707/2607 1570372607 | Kit 3907/2607 1570392607 | Kit 3905/2405 1570392405 | | Kit 1576043253 |
| 2 | Kit 4307/3307 1570433307 | Kit 4307/2907 1570432907 | Kit 4105/2905 1570412905 | | Kit 1576043313 |

| TALLA | Sirona | | | Plameca | |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| | Xios Plus | Xios XG Supreme | Xios XG Select | Prosensor | Prosensor HD |
| 0 | | Kit 3106/2406 1570312406 | | Kit 3305/2405 1570332405 | Kit 3306/2406 15703322406 |
| 1 | Kit 3706/2406 1570372406 | | | Kit 3905/2405 1570392405 | Kit 3906/2406 1570392406 |
| 2 | Kit 4306/3106 1570433106 | | | Kit 4305/3105 1570433105 | Kit 4306/3106 1570433106 |

Nuestros posicionadores son compatibles con otras marcas de sensores digitales.
Para más información contáctame por mail anne.graf.cache@directadental.com or WhatsApp 00 33 7 67 30 71 38

Para más información póngase en contacto con:

Anne Graf Cache, Area Sales Manager Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Italy
at 07 67 30 71 38 anne.graf.cache@directadental.com