

# Desinfectantes y productos de limpieza para ámbito sanitario

Expertos en alta desinfección, Hospital&Clinic

EXPERT lab

Fabricante de productos desinfectantes y de limpieza de ámbito sanitario.

Registro AEMPS: 1383 – DES

Licencia de Fabricación de Producto Biocidas: 13273-DS



**Expert Lab** es la solución ideal para los profesionales más exigentes. Seleccionamos el producto correcto para ti.

Empleamos el producto adecuado para que los protocolos operativos aplicados resulten eficaces.

Todos nuestros productos son específicos para una aplicación determinada con un alto nivel de seguridad y protección.

# Desinfección y Limpieza de Superficies



**DS100 RAPID 5L**  
Ref.



**DS100 RAPID 750 ml**  
Ref.

**2**  
Funciones en 1

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Desinfección rápida de todas las superficies en consultas, hospitales y clínicas.
- Comodidad de empleo.
- Secado rápido sin dejar residuos.
- Libre de aldehidos.
- Perfume agradable.
- Producto listo para su uso.
- Eficaz desde 60 segundos.
- Alto espectro de eficacia: actividad bactericida, levuricida, fungicida y virucida.
- No corrosivo.
- **Doble acción: limpia y desinfecta**
- Uso profesional.
- Registro AEMPS: 1383 – DES
- Licencia de Fabricación de Producto Biocidas: 13273-DS
- Comprobado mediante el ensayo de 4 campos según las normas UNE EN-13727, EN-13624, EN-14476.

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS A 20°C:

<b>BACTERICIDA</b>	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	60 seg.
<b>FUNGICIDA</b>	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5 min.
<b>LEVURICIDA</b>	Candida albicans	60 seg.
<b>VIRUCIDA</b>	Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Virus con envoltura (incl.. HBV, HCV,HIV,CORONAVIRUS)	60 seg.

# Desinfección y Limpieza de Instrumental Médico

## LAB 2000 PLUS 5L

Ref.



- Producto concentrado. Producto concentrado 1 litro concentrado = 50 litros
- Alto rendimiento
- Concentración desde 2% - 5 min.
- Alta compatibilidad con materiales
- Uso profesional
- **Doble acción: limpia y desinfecta**
- Rápida preparación de la disolución mediante dosificador en la botella
- Producto sanitario clase I
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

### LIQUIDO TRIENZIMÁTICO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL

**2**  
Funciones en 1

## LAB 2000 PLUS 1L

Ref.



<b>BACTERICIDA</b>	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	5 min.
<b>FUNGICIDA</b>	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	15 min.
<b>LEVURICIDA</b>	Candida albicans	15 min.
<b>VIRUCIDA</b>	Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Virus con envoltura (incl. HBV, HCV, HIV, CORONAVIRUS)	30 min. cuba de ultrasonidos 60 min. cuba estática

## ULTRA LAB 5L

Ref.



**2**  
Funciones en 1

- Producto concentrado
- Alto rendimiento
- Concentración desde 2% - 5 minutos
- 1 litro concentrado = 50 litros solución
- Uso profesional
- **Doble acción: limpia y desinfecta**
- Producto sanitario clase I
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

### LIQUIDO TRIENZIMÁTICO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRESAS Y LIMAS

## ULTRA LAB 1L

Ref.



<b>BACTERICIDA</b>	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	5 min.
<b>FUNGICIDA</b>	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	15 min.
<b>LEVURICIDA</b>	Candida albicans	15 min.
<b>VIRUCIDA</b>	Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Virus con envoltura (incl. HBV, HCV, HIV, CORONAVIRUS)	30 min. cuba de ultrasonidos 60 min. cuba estática

# Desinfección y Limpieza de Sistemas de Aspiración

## E-SUC PLUS 5L

Ref.



**3**  
Funciones en 1

## DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL

- Eficaz desde 60 segundos
- **Producto 3 en 1: Desinfección, limpieza y desodorización**
- Libre de aldehidos
- Concentración desde 2% - 5 minutos
- 1 litro concentrado = 50 litros solución
- Producto sanitario clase I
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

<b>BACTERICIDA</b>	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	5 min.
<b>FUNGICIDA</b>	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	15 min.
<b>LEVURICIDA</b>	Candida albicans	15 min.
<b>VIRUCIDA</b>	Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Virus con envoltura (incl. HBV, HCV, HIV, CORONAVIRUS)	

## E-SUC PLUS 1L

Ref.



## E-SUC CLEANER 5L

Ref.



## LIMPIADOR ESPECIAL PARA LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL

- Excelente poder de limpieza.
- Adecuado para sistemas con separador de amalgamas.
- **Doble acción : limpia y desincrusta.**
- Fórmula sin espuma.
- Válido para la eliminación de depósitos en cualquier superficie resistente a los ácidos.
- Producto concentrado.

**2**  
Funciones en 1

- Alto rendimiento.
- Concentración desde 5%.
- 1 litro concentrado = 20 litros solución de trabajo.
- Rápida preparación de la disolución mediante dosificador en la botella.
- Uso profesional.
- Producto sanitario clase I.
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

## E-SUC CLEANER 1L

Ref.



# Desinfección y Limpieza de Impresiones Dentales

## EXPERT BENZ 5L

Ref.



- Producto listo para su uso
- Eficaz desde 60 segundos
- Secado rápido sin dejar residuos
- **Doble acción: limpia y desinfecta**
- Libre de aldehidos
- No corrosivo
- Uso profesional
- Producto sanitario clase I
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

## LIMPIADOR DESINFECTANTE DE IMPRESIONES

<b>BACTERICIDA</b>	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	60 seg.
<b>FUNGICIDA</b>	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5 min.
<b>LEVURICIDA</b>	Candida albicans	60 seg.
<b>VIRUCIDA</b>	Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Virus con envoltura (incl. HBV, HCV, HIV, CORONAVIRUS)	60 seg.

## EXPERT BENZ 750 ml

Ref.

2  
Funciones en 1



# Desinfección y Limpieza de Autoclaves

## ISO LAB 750 ml

Ref.



- Producto listo para su uso
- Comodidad de empleo
- Prolonga la vida del autoclave
- Secado rápido
- **Producto 3 en 1: Desinfección, limpieza y mantenimiento**

## LIMPIADOR ESPECIAL PARA AUTOCLAVES EFECTO RÁPIDO

- Libre de aldehidos
- No corrosivo
- Uso profesional
- Producto sanitario clase I
- Licencia de Fabricación de Producto Sanitario: 8894-PS

3  
Funciones en 1

