

COMUNICADO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN

NUEVO POLVO PARA LIMPIEZAS: SOFT PEARL

El nuevo polvo para limpiezas orales SOFT pearl, elimina suavemente todo tipo de decoloraciones en la zona supraingival, con especial efectividad con las decoloraciones moderadas. El agradable sabor de la glicina evita la necesidad de añadir sabores adicionales. Es por eso, que SOFT pearl es ideal para niños y personas con alergias.

El polvo es homogéneo con un tamaño medio de la partícula muy pequeño para una haz de energía uniforme : permite un resultado del trabajo bueno y favorable. El recubrimiento de las partículas de polvo optimizado para una solubilidad en agua idónea y retardada.

El SOFT pearl es apto para todos los aeropulidores.

El nuevo polvo para limpieza SOFT pearl, estará disponible para la venta a todos los profesionales odontológicos a partir del mes de septiembre de 2023.

REFERENCIA: Y1500721

MODELO: SOFTpearl

OFERTA: 99€*

PVP: 155€*

- 4 x 250 g
- Tamaño partículas: 65 µM
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor



* Los precios no incluyen IVA