

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Detergente y producto de mantenimiento

Finalidad prevista: Concentrado líquido para la limpieza y el mantenimiento semanal de los sistemas dentales de aspiración y de separación.

Usos desaconsejados: Ninguno si se utiliza según el uso previsto.

Nota: El producto está destinado a usuarios comerciales.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: Especialidades Dentales Kalma, S.A.
Camino de Hormigueras 118
ES-28031 Madrid
Teléfono: +34 91 380 23 83
Telefax: +34 91-7784864
E-Mail: kalma@kalma.es

Dirección de correo electrónico de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: doku@alpro-medical.de

1.4. Teléfono de emergencia

Centro de emergencias toxicológicas: +49 761 19240
Centro de información toxicológica, Friburgo, Alemania
(24 h / 7 d)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Clasificación	Procedimiento de clasificación
Eye Irrit. 2; H319	Método de cálculo
Skin Irrit. 2; H315	Método de cálculo

Texto completo de las clases de peligro y frases H: véase la SECCIÓN 16.3.

Clasificación según Directiva 1999/45/CE

véase la SECCIÓN 16.1.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Atención

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: -

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

Frases H:	H315	Provoca irritación cutánea.
	H319	Provoca irritación ocular grave.
Frases P:	P280	Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
	P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
	P337+P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Etiquetado según Directiva 1999/45/CE

véase la SECCIÓN 16.2.

2.3. Otros peligros

Las sustancias de la mezcla no cumplen los criterios de PBT/vPvB según el Reglamento (CE) nº 1907/2006, anexo XIII.

No se conocen otros peligros.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracterización química: Mezcla de las sustancias siguientes con añadidas no peligrosas en solución acuosa.

Ingredientes peligrosos

Denominación química	Números de identificación	Clasificación según Directiva 67/548/CEE	Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008	Peso-%
Ácido sulfamídico	Nº CAS: 5329-14-6 Nº CE: 226-218-8 Nº de clasificación: 016-026-00-0 Nº de registro REACH: 01-2119488633-28-XXXX	Xi; R36/38 R52-53	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412	≥ 1 - < 5

Texto de las letras indicadoras, clases de peligro, frases R y H: véase la SECCIÓN 16.3.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Observaciones generales:	Personal de primeros auxilios: ¡Téngase en cuenta la autoprotección!
En caso de inhalación:	Trasladar al afectado a un lugar al aire fresco, colocarlo en posición de reposo y mantenerlo caliente. En caso de molestias prolongadas, consultar con un médico.
En caso de contacto con la piel:	Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de reacción dermatológica, consultar con un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Aclarar los ojos inmediatamente manteniendo los párpados separados entre 10 y 15 minutos bajo el agua corriente. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Consultar con un oftalmólogo.
En caso de ingestión:	Lavar la boca con agua. Dar mucha agua de beber. No provocar el vómito. Consultar inmediatamente con un médico.

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay información al respecto.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Chorro aspersion de agua, espuma resistente al alcohol, polvos de extinción, dióxido de carbono (CO₂)

Medios de extinción no apropiados: Chorro directo de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos: Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (S_xO_y)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial: Utilizar equipo de protección respiratoria independiente del aire ambiental.

Más información: Enfriar los recipientes en peligro con chorro de agua pulverizada.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Utilizar el equipo de protección personal (EPP). Véase la SECCIÓN 8.2.

Evitar contacto con piel y ojos. Peligro especial de resbalarse a causa del derramamiento o la fuga del producto.

Para el personal de emergencia

Utilizar el equipo de protección personal (EPP). Véase la SECCIÓN 8.2.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en la red de alcantarillado o en los cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contención

En caso de que se liberen grandes cantidades de producto, encapsular o limitar de otra manera para que no pueda alcanzar los cursos de agua. Cubrir o sellar la canalización.

Limpieza

Recoger las cantidades pequeñas con material absorbente (p. ej. paño, vellón). Recoger las cantidades grandes con material absorbente de líquidos (arena, tierra de diatomeas, absorbente universal, serrín). Recoger en recipientes adecuados y cerrados, y llevar a eliminar. Limpiar las superficies sucias exhaustivamente.

Otra información

No se conocen métodos de retención y limpieza no adecuados.

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

6.4. Referencia a otras secciones

Información acerca de la manipulación segura, véase la SECCIÓN 7.1.

Información acerca del equipo de protección personal, véase la SECCIÓN 8.2.

Información sobre eliminación, véase la SECCIÓN 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Llenar los envases de recarga exclusivamente en las botellas originales marcadas.

Indicaciones sobre la higiene general en el puesto de trabajo

No comer, beber o fumar durante el trabajo. Lavarse las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada de trabajo. Mantener lejos de alimentos y bebidas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias con respecto a locales y recipientes de almacenamiento:

Conservar únicamente en el recipiente original. Mantener los recipientes siempre cerrados, estancos y almacenados verticalmente para evitar que salga líquido.

Indicaciones relativas al almacenamiento conjunto:

No es necesario

Otras informaciones relativas a las condiciones de almacenamiento:

No es necesario

Clase de almacenamiento ([DE] TRGS 510):

LGK 12 Líquidos no combustibles

7.3. Usos específicos finales

No se han previsto otros usos específicos finales excepto los citados en la sección 1.2.

Orientaciones específicas de la industria o del sector correspondientes

[DE] TRGS 525 - Sustancias peligrosas en equipos de asistencia médica (Sección 7 Actividades con desinfectantes); edición: septiembre 2014; fuente: GMBI 2014 p. 1294-1307 del 13/10/2014 [nº 63]; www.baua.de

[DE] DGUV regla 107-002 (hasta la fecha BGR 206) - Tareas de desinfección en el servicio sanitario edición: julio 1999; fuente: www.dguv.de/publikationen

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite en el lugar de trabajo

No contiene sustancias en cantidades superiores a los límites de concentración establecidos para un valor límite de puesto de trabajo.

Valores límite biológicos

No contiene sustancias en cantidades superiores a los límites de concentración establecidos para un valor límite biológico.

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

Información sobre los procedimientos de seguimiento

UNE-EN 482:2012; título: Exposición en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos de medida de los agentes químicos;
Versión española de EN 482:2012

UNE-EN 689:1996; título: Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición;
Versión española de EN 689:1995

UNE-EN 14042:2004; título: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos;
Versión española de EN 14042:2003

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Medidas de protección técnicas y organizativas

La fuente lavaojos (o la botella lavaojos) debe estar cerca del puesto de trabajo.

Equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara: Gafas de protección con protección lateral según EN 166

Protección de la piel:

Protección de las manos: Guantes de protección según EN 374
Protección contra salpicaduras:
Guantes de protección desechables de nitrilo (espesor de capa 0,11 mm)
Contacto permanente (> 480 min):
Guantes de protección de nitrilo (espesor de capa 0,40 mm)

Otra protección de la piel: No es necesario en caso de uso previsto.

Protección respiratoria: No es necesario en caso de uso previsto.

Peligros térmicos: No se precisan medidas de protección especiales.

Controles de exposición medioambiental

No verter en la red de alcantarillado.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	líquido claro, naranja
Olor:	ligeramente aromático
Umbral olfativo:	no hay datos disponibles
pH (50 g/l H ₂ O):	1,5 – 2,5 (20 °C)
Punto de fusión/ punto de congelación:	no hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	no hay datos disponibles
Punto de inflamación:	> 60 °C
Tasa de evaporación:	no hay datos disponibles

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplicable	
Límite inferior de explosión:	no aplicable	
Límite superior de explosión:	no aplicable	
Presión de vapor:	no hay datos disponibles	(... °C)
Densidad de vapor:	no hay datos disponibles	
Densidad relativa:	1,050 – 1,060	(20 °C)
Disolubilidad en agua:	totalmente soluble	
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	no aplicable	
Temperatura de auto-inflamación:	no aplicable	
Temperatura de descomposición:	no hay datos disponibles	
Viscosidad:	no hay datos disponibles	
Propiedades explosivas:	ninguna	
Propiedades comburentes:	ninguna	

9.2. Otros datos

Índice de refracción nD:	1,3418-1,3448	(20 °C)
Conductividad eléctrica (50 g/l H ₂ O):	7300-7800 µS/cm	(20 °C)

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si la manipulación y el almacenamiento es el previsto, no hay reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si la manipulación y el almacenamiento es el previsto.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se conocen

10.5. Materiales incompatibles

No se conocen

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se utiliza según el uso previsto.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Producto

Toxicidad aguda por vía oral: Estimación de Toxicidad Aguda ATE_{mix} > 2000 mg/kg
=> ninguna clasificación

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

Toxicidad aguda por vía cutánea: Estimación de Toxicidad Aguda $ATE_{mix} > 2000$ mg/kg
=> ninguna clasificación

Toxicidad aguda por inhalación: Estimación de Toxicidad Aguda $ATE_{mix} > 20$ mg/l
=> ninguna clasificación

Corrosión o irritación cutáneas

Producto

Provoca irritación cutánea. [Método de cálculo]

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Producto

Provoca irritación ocular grave. [Método de cálculo]

Sensibilización respiratoria o cutánea

Producto

No hay datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

Producto

No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad

Producto

No hay datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción

Producto

No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición única

Producto

Ninguna clasificación [Método de cálculo]

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición repetida

Producto

No hay datos disponibles.

Peligro por aspiración

Producto

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ninguna clasificación [Método de cálculo]

12.2. Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad:

Este producto es biodegradable según los criterios de la OECD. Esta afirmación se deriva de las propiedades de los ingredientes.

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB

Las sustancias de la mezcla no cumplen los criterios de PBT/vPvB según el Reglamento (CE) nº 1907/2006, anexo XIII.

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación del producto

Los restos del producto deben eliminarse de acuerdo con la Directiva de residuos 2008/98/CE así como las normativas nacionales y regionales en calidad de residuos peligrosos. No eliminar a través de las aguas residuales. A ser posible, mantener el producto en el recipiente original. No mezclar con otros residuos.

Código de residuo / designaciones de residuos según CER

Restos del producto: 16 10 03* Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas

Eliminación del envase

Los envases contaminados con producto deben tratarse y eliminarse como un residuo peligroso.

Código de residuo / designaciones de residuos según CER

Envases contaminados: 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Recomendación

Los envases contaminados deben vaciarse completamente y podrán reciclarse, después de lavarlos (con agua).

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.0. Clasificación de transporte

No se trata de mercancía peligrosa a efectos del Reglamento de circulación vial (ADR), tráfico ferroviario (RID), tráfico de navegación interior (ADN), tráfico marítimo (IMDG-Code) y tráfico aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR).

14.1. Número ONU

-

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

-

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

14.4. Grupo de embalaje

-

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

-

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

-

14.8. Más información

-

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos UE

REGLAMENTO (CE) nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono

no procede

REGLAMENTO (CE) nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE

no procede

REGLAMENTO (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

no procede

DIRECTIVA 2012/18/UE (Seveso-III-Directiva) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE

no procede

DIRECTIVA 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

no procede

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (anexo XIV)

no procede

REACH – Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (anexo XVII)

no procede

DIRECTIVA 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

no procede

DIRECTIVA 92/85/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia

no procede

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para esta mezcla no se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad de la sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

16.1. Clasificación según Directiva 1999/45/CE

Nota: En este caso se trata de la clasificación anterior; los productos que se hallan en este nivel de clasificación pueden hallarse aún en la cadena de suministro o en el comercio, y pueden venderse hasta el 01/06/2017.

Irritante; Xi; R41

Texto de las frases R: véase la SECCIÓN 16.3.

16.2. Etiquetado según Directiva 1999/45/CE

Nota: En este caso se trata del etiquetado anterior; los productos que se hallan en este nivel de etiquetado pueden hallarse aún en la cadena de suministro o en el comercio, y pueden venderse hasta el 01/06/2017.

Símbolos de peligro:



Indicaciones de peligro: Irritante

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: -

Frases R: R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

Frases S: S24 Evítese el contacto con la piel.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Etiquetado especial de determinados preparados (Directiva 1999/45/CE anexo V):
no es necesario

16.3. Texto de las letras indicadoras, clases de peligro, frases R y H

Letras indicadoras y categorías de peligro

Xi Irritante

Clases de peligro

Aquatic Chronic Peligro acuático a largo plazo
Eye Irrit. Irritación ocular
Skin Irrit. Irritación cutánea

Frases R (Denominación de peligros especiales)

R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R52 Nocivo para los organismos acuáticos.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frases H: (Indicaciones de peligro)

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

16.4. Abreviaturas y acrónimos

ADN	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par voie de <u>n</u> avigation intérieure (Convenio Europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por vías fluviales)
ADR	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par <u>r</u> oute (Convenio Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)
BGR	<u>B</u> erufsgenossenschaftliche <u>R</u> egeln (Reglas de las Mutuas de previsión de accidentes)
CAS	<u>C</u> hemical <u>A</u> bstracts <u>S</u> ervice
CE	<u>C</u> omunidad <u>E</u> uropea
CEE	<u>C</u> omunidad <u>E</u> conómica <u>E</u> uropea
CER	<u>C</u> atálogo <u>E</u> uropeo de <u>R</u> esiduos
CLP	Regulation on <u>C</u> lassification, <u>L</u> abelling and <u>P</u> ackaging of Substances and Mixtures (Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)
[DE]	Normativas nacionales alemanas
DGUV	<u>D</u> eutsche <u>G</u> esetzliche <u>U</u> nfall <u>v</u> ersicherung (Seguro obligatorio de accidentes alemán)
EN	<u>E</u> uropäische <u>N</u> orm (Norma Europea)
GHS	<u>G</u> lobally <u>H</u> armonized <u>S</u> ystem of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos)
GMBI	<u>G</u> emeinsames <u>M</u> inisterial <u>b</u> latt (Hoja ministerial común)
IATA-DGR	<u>I</u> nternational <u>A</u> ir <u>T</u> ransport <u>A</u> ssociation - <u>D</u> angerous <u>G</u> oods <u>R</u> egulations (Asociación de Transporte Aéreo Internacional - Reglamento de Mercancías Peligrosas)
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (Código CIQ - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel)
ICAO-TI	Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea)
IMDG-Code	<u>I</u> nternational <u>M</u> aritime Code for <u>D</u> angerous <u>G</u> oods (Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas)
LGK	<u>L</u> ager <u>k</u> lasse (Clase de almacenamiento)
MARPOL	International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques)
OECD	<u>O</u> rganization for <u>E</u> conomic <u>C</u> o-operation and <u>D</u> evelopment (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
PBT	<u>P</u> ersistent, <u>b</u> ioaccumulative and <u>t</u> oxic (persistente, bioacumulable y tóxico)
REACH	<u>R</u> egistration, <u>E</u> valuation, <u>A</u> uthorisation and Restriction of <u>C</u> hemicals (Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos)
RID	<u>R</u> èglement concernant le transport <u>I</u> nternational ferroviaire de marchandises <u>D</u> angereuses (Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril)
TRGS	<u>T</u> echnische <u>R</u> egeln für <u>G</u> efahr <u>s</u> toffe (Reglas técnicas para sustancias peligrosas)
UE	<u>U</u> nión <u>E</u> uropea
UN	<u>U</u> nited <u>N</u> ations (Naciones Unidas)
UNE	<u>U</u> na <u>N</u> orma <u>E</u> spañola
UTC	Tiempo universal coordinado (inglés: Coordinated Universal Time, francés: Temps Universel Coordonné)
vPvB	<u>V</u> ery <u>p</u> ersistent and <u>v</u> ery <u>b</u> ioaccumulative (muy persistente y muy bioacumulable)

16.5. Las principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos

- Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), anexo II
- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) – Orientación sobre la elaboración de fichas de datos de seguridad; versión 2.2 (diciembre 2014); http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_de.pdf
- GISBAU (Sistema de información de sustancias peligrosas de BG BAU) – Curso "Ficha de datos de seguridad"; <http://www.bgbau.de/gisbau/SDB/lehrgang/lehrgang.htm>

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: **KDM BioKlair Semana**

Redactado/revisado el: 19/04/2017

Fecha de impresión: 19/04/2017

Versión: 1.0

Sustituye la versión del 03/05/2012

- Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP)
- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) – Documento de orientación sobre etiquetado y envasado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (10/2014); http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf
- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), Sustancias registradas; <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), C&L Catálogo de clasificación y etiquetado; <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Instituto de protección laboral del seguro de accidentes obligatorio alemán (IFA): GESTIS- Base de datos de sustancias y GESTIS - Valores límites internacionales; <http://www.dguv.de/dguv/ifa/index.jsp>
- Agencia Federal de Medio Ambiente, área profesional IV 2.4: Oficina de documentación e información sobre sustancias peligrosas para el agua RIGOLETTO (Catálogo para sustancias peligrosas para el agua); <http://webrigoletto.uba.de/rigoletto>

16.6. Indicaciones sobre formación

Proporcionar información, instrucciones y formación adecuadas para el usuario.

16.7. Indicación de cambios

Nueva edición de la ficha de datos de seguridad. Todas las secciones fueron revisados conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), incl. Reglamento (UE) nº 453/2010. El producto ha sido reclasificado conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP).

Los datos de la ficha de datos de seguridad solo son aplicables para el producto descrito, en relación con su uso previsto. Estos datos se basan en nuestros conocimientos actuales en el momento de la revisión. Sirven especialmente para detallar nuestro producto en relación a los riesgos y peligros derivados del mismo y a las precauciones de seguridad a tomar. No representan ningún aseguramiento de las propiedades del producto ni de la calidad.
