

Gelatamp

Informaciones para el uso.

Tampón listo para usar en el tratamiento de heridas del alvéolo.

Composición:

1 g de tampones GELATAMP contiene 950 mg de gelatina endurecida (DAB 10) y 50 mg de plata coloidal (DAB 6).

Indicaciones:

Coagulación y estabilización después de intervenciones de cirugía maxilar. Prevención de hemorragias secundarias.

Contraindicaciones:

Heridas infectadas y supurantes.

Reacciones secundarias y reacciones cruzadas con otros medicamentos:

No se conocen.

Dosificación:

Se coloca una esponja en el alvéolo o en parte de éste, sin comprimirla. Según el caso se debe cortar la esponja al tamaño adecuado; ésta no debe sobrepasar el reborde gingival.

Modo y duración de la aplicación:

Gelatamp se saca del envase, ya listo para ser usado. Se le coloca seco y no comprimido inmediatamente después de la intervención en el alvéolo recién lesionado y lleno de sangre; debe quedar completamente impregnado en sangre (control visual). De este modo el alvéolo queda tratado definitivamente y no debería enjuagarse; si fuera necesario se le puede cubrir con un rollo de algodón empapado en agua.

Características y efecto:

La acción coagulante local de la gelatina espumosa se debe a la absorción de gran cantidad de sangre, ayudando así a la formación de un coágulo de fibrina. Como la gelatina no causa reacciones de defensa en el organismo, puede permanecer en el alveólo y puede ser utilizada para estabilizar defectos. En 4 a 6 semanas se reabsorbe completamente.

La adición de plata coloidal además tiene una acción oligodinámica, o antimicrobiana, sin toxicidad alguna. En comparación a otros aditamentos antimicrobianos la plata coloidal no se disuelve y ejerce una acción retardada, debido a su insolubilidad.

Recomendaciones:

El empaque debe cerrarse inmediatamente después de su uso. Se puede volver a esterilizar la gelatina en esterilizador de aire caliente seco. (2 horas a 150°C).

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no usarse después de la fecha de caducidad.

Forma de presentación y tamaño de los empaques:

Empaque de 50 unidades de 15x7x7 mm

Art.No. 274 007

roeko Material Safety Data sheet

1. Product and Company Information

1.1	Common name:	Gelatine Tampons
	Commercial name:	GELATAMP
1.2	Manufacturer:	ROEKO Dentalerzeugnisse GmbH + Co. Raiffeisenstr. 30 D - 89129 Langenau Phone +49 (0)7345-8050 Fax +49 (0)7345-805201

2. Composition and Information on Ingredients

2.1	Components:	Foam gelatine sponge with colloidal silver
	Chemical description:	AG, Pharmaceutical gelatine foam from an acid and alkaline decomposition.
2.2	Hazardous constituents:	none

3. Possible Hazards

3.1	Harzards identification	not applicable
-----	-------------------------	----------------

4. First Aid Measures

4.1	General instructions:	none
4.2	Inhalation:	not applicable
4.3	Skin Contact:	none
4.4	Eye Contact:	not applicable
4.5	Ingestion:	none
4.6	Instructions to the Doctor:	none

5. Fire and Explosion Data

5.1	Recommended Fire Fighting Media:	no restrictions
5.2	Proscribed Fire Fighting Media:	none
5.3	Dangerous Products of Combustion:	none
5.4	Special Protective Gear:	none
5.5	Additional Instructions:	none

6. Accidental Release Measures

6.1	Personal Safety Measures:	none
6.2	Environmental Safety Measures:	no negative ecological effects known
6.3	Clean-up Procedure:	none
6.4	Additional Instructions:	none

7. Storage and Handling

7.1	Handling:	for professional dental use only
7.2	Storage:	avoid moisture and direct sunlight

8. Exposure Controls/Personal Protection

8.1	Engineering Controls:	none
8.2	Components with Specific Tolerances:	none
8.3	Personal Protection:	none

9. Physical and Chemical Properties

9.1	Form:	cube
-----	-------	------

roeko Material Safety Data sheet

	Colour:	brown
	Odour:	neutral
9.2	Volatility:	not applicable for prescribed use
9.3	Melting Point:	none
9.4	Auto-Ignition Temperature:	none
9.5	Danger of Explosion:	none
9.6	Flash Point:	none
9.7	Density at 20°C:	
9.8	Solubility in Water at 20°C:	insoluble
9.9	pH:	not applicable
9.10	Viscosity:	not applicable
9.11	Critical Temperature:	not applicable
9.12	Thermal decomposition:	not applicable
9.13	Additional Information:	none

10. Stability and Reactivity Data

10.1	Conditions to avoid:	no mechanical deformation
10.2	Substances to avoid:	none
10.3	Dangerous decomposition products:	not applicable for prescribed use
10.4	Additional Information:	none

11. Toxicological Information

11.1	Acute Toxicity:	no known toxic characteristics for the product as a whole
11.2	Chronic Toxicity:	none in the prescribed quantities

12. Ecological Information

12.1	Information for elimination:	ingress in soil is harmless, biodegradable product
12.2	Behaviour in environmental compartments:	neutral
12.3	Ecotoxicity:	none
12.4	Additional Ecological Information:	none

13. Disposal Considerations

13.1	Product:	consult regional or local authorities
13.2	Packing:	consult regional or local authorities

14. Transport Information

14.1	Dangerous goods:	no dangerous goods acc. to regulations
------	------------------	--

15. Regulations

15.1	Marking:	not necessary
------	----------	---------------

16. Other Information

		none
--	--	------

This information is based on our present state of knowledge and cannot be considered as warranted quality features in legal sense. Legal regulations have to be considered on personal responsibility.